

**signia**

Life sounds brilliant.

# Produktneuheiten

Sommer 2017



**Neue Leistungs-  
klassen!**  
2px und 1px

Hörsysteme

**SIEMENS**

# Signia.

Wir erfinden die Zukunft des besseren Hörens.

**Unsere Philosophie lautet: Menschen mit Hörminderung ein Plus an Lebensqualität zu bieten.**

Mit unserer Premiummarke Signia fokussieren wir uns auf die Werte Zukunftsorientierung, Kundenzufriedenheit und Qualität.

## **Zukunftsorientierung**

Die Basis für kontinuierliche Innovationen und Verbesserungen sind Leidenschaft, Mut und vor allem eine Vision für die Zukunft. Mit Signia blicken wir in die Zukunft und reizen ständig technische Möglichkeiten aus. Um Menschen zu helfen, das zu hören, was wirklich wichtig für sie ist.

## **Kundenzufriedenheit**

Der wahre Wert einer Innovation wird an ihrem Nutzen für andere gemessen. Bei allem, was wir tun, stehen stets Personen mit Hörminderung im Mittelpunkt – von der Entwicklung lebensverändernder Technologien bis hin zur individuellen Hörsystemanpassung. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf die persönlichen Hörbedürfnisse der Hörgeräteträger.

## **Qualität**

Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Präzision bilden die Basis von Signia Produkten. Und das auf höchstem Niveau. Qualität bedeutet für uns das unablässige Streben nach neuen Leistungs- und Qualitätsstandards. Daran lassen wir uns gerne messen.

# Ihr Kunde im Fokus.

Signia Hörsysteme für jeden Bedarf.

Liebe Geschäftspartnerin, lieber Geschäftspartner,

damit Sie Ihren Kunden stets die ideale Lösung mit Signia Hörsystemen bieten können, haben wir unser Produktportfolio um die Leistungsklassen 2px und 1px erweitert.

Gerade im RIC-Bereich bieten wir nun ein breites Spektrum, das keine Wünsche mehr offen lässt. Denn: Erstmals gibt es nun RICs in der Leistungsklasse 1px. Und auch Cellion ist nun in vier Leistungsklassen erhältlich. Einzigartig in dieser Kategorie.

Um ein ausgezeichnetes Hörerlebnis zu ermöglichen, verfügen die neuen Hörsysteme über diese Top-Funktionen:

**SpeechMaster:** leichteres und entspannteres Hören in praktisch jeder Situation

**primax-Fit:** hervorragende Kundenzufriedenheit durch schnellere Anpassung

**touchControl-App:** diskrete Fernbedienung aller Signia Hörsysteme via Smartphone (Android und iOS)

**TeleCare:** noch erfolgreichere Anpassung aufgrund neuer Analysemöglichkeiten

Und nicht nur das: Mit unserer einzigartigen Mikrofontechnologie genießen Ihre Kunden in allen Leistungsklassen maximale Unterstützung. Ihre Kunden erleben jetzt bereits ab dem neuen Intuis 3 den Mehrwert von zwölf Kanälen und erhalten herausragendes Hören in bis zu 48 Kanälen mit binauralem Audiodatentransfer in einem 7px. Ein wirklich bedarfsgerechtes Portfolio für alle Lebenslagen.

Lassen Sie sich in diesem Sommer von unseren Neuheiten begeistern und freuen Sie sich schon jetzt auf weitere zukunftsweisende Innovationen.

**Ihr Signia Team**

# RIC-Hörsysteme für jeden Bedarf.

Umfangreichstes  
Portfolio am Markt.

Neue  
Leistungs-  
klassen!



Angefangen bei der Lithium-Ionen-Technologie über Fernbedienbarkeit via Smartphone bis hin zum Direct-Streaming via Bluetooth - bei RIC-Hörsystemen setzen wir auf Innovation!

Und jetzt haben wir die diskreten und leistungsstarken Hörsysteme-Reihen Ace und Pure sogar um die neuen Einstiegsklassen 2px und 1px erweitert. Auch Cellion primax, das weltweit einzige induktiv aufladbare Hörsystem mit Lithium-Ionen-Akku, gibt es nun in zwei zusätzlichen Leistungsklassen. Mit seinen vier Preispunkten - von 2px bis 7px - ist Cellion führend in diesem Segment.

Damit bieten Sie Ihren Kunden das umfangreichste Portfolio am Markt!



Cellion primax

Das weltweit erste induktiv aufladbare Hörsystem mit Lithium-Ionen-Akku:  
**Cellion primax.**

Das Energiemanagement des neuen Cellion primax ist bahnbrechend und wird von keinem anderen Hörsystem erreicht. Unabhängig vom Hörverlust läuft das Cellion mit einer Ladung mindestens 24 Stunden\*. Und das auch bei häufig eingesetztem Audio-Streaming. Die Akkus haben eine Lebensdauer von vier bis fünf Jahren.

Leistungsklassen

7px

5px

▶ **Neu: 3px**

▶ **Neu: 2px**



touchControl-  
App



TeleCare ready

\* Cellion primax bietet eine Akkulaufzeit von 24 Stunden bei dauerhafter Nutzung - gemessen mit HP-Hörer, für Tiefton-Hörverlust programmiert und bei intensiver Nutzung der Streaming-Funktion.



Pure primax

Energieeffizient und leistungsstark:  
**Pure primax.**

Ausgestattet mit der wegweisenden primax-Plattform sorgt das Signia Pure primax für eine herausragende Klangqualität und innovative Funktionen. Und dank des eleganten und diskreten Gehäusedesigns können Batterien schnell und einfach gewechselt werden. Pure primax ist mithilfe der touchControl-App oder mit der miniPocket fernbedienbar und bietet seinen Trägern beim Audio-Streaming mit easyTek volle Konnektivität.

Leistungsklassen

7px

5px

3px

▶ Neu: 2px<sup>1</sup>

▶ Neu: 1px<sup>3</sup>



touchControl-App



TeleCare ready



Ace primax

Diskret und anspruchsvoll:  
**Ace primax.**

Signia Ace primax kombiniert ein winziges Gehäuse, das leistungs-klassenübergreifend einheitlich ist, mit der primax-Technologie. Ace primax ermöglicht eine hervorragende Hörqualität und ist die ideale Lösung für alle, die bei einem Hörsystem höchste Ansprüche an Diskretion haben.

Leistungsklassen

7px

5px

3px

▶ Neu: 2px<sup>2</sup>

▶ Neu: 1px<sup>3</sup>



touchControl-App



TeleCare ready



Pure 13 BT primax

Brillante Audiologie, mehrdimensionale Konnektivität:  
**Pure 13 BT primax.**

Die direkte Verbindung mit dem iPhone sorgt für eine Weltneuheit in der Hörgerätebranche. Denn erstmals sind die Bewegungssensoren des iPhones audiologisch nutzbar. Und die Bluetooth-Verbindung von Signia Hörsystemen zum TV verbessert das Hören beeindruckend – durch brillante Klangqualität. Die Kombination aus herausragender Audiologie, Direct-Streaming über Bluetooth und TeleCare 2.0 macht dieses Hörsystem so einzigartig.

Leistungsklassen

7px

5px

3px



touchControl-App



TeleCare ready

1) Pure primax 2px ersetzt Orion 2 RIC 312.  
2) Ace primax 2px ersetzt Orion 2 RIC 10.  
3) Pure primax und Ace primax 1px sind neu im Signia Portfolio.

Neu!

Motion 2px + 1px  
Intuis 3

# HdO-Hörsysteme für jeden Anspruch.

Einfachste Handhabung. Vielseitige Auswahl.



Eine großartige Lösung für Kunden, die großen Wert auf hohen Trage- und Handhabungskomfort legen: Signia Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme. Wir bieten eine enorme Vielfalt an Hinter-dem-Ohr-Modellen, die mit ihrer zuverlässigen Technologie für alle Hörminderungen ausgestattet sind - vom Basisgerät Intuis 3 S bis hin zum Power-Modell Motion SP. Zusätzlich sind alle unsere HdO-Geräte via Smartphone und touchControl-App fernbedienbar - für diskrete und bequeme Einstellungsänderungen.

## Ausdauernd und formvollendet: die Motion primax-Familie.



Motion S primax

Motion SA primax

Motion P primax

Motion SP primax

Die Motion-Familie verfügt über ein breites und vielfältiges Spektrum an HdO-Hörsystemen - jetzt auch in den Leistungsklassen 2px und 1px. Vom kleinen S-Modell mit 312er-Batterie über das mit 13er-Batterie leistungsstarke P-Modell bis hin zum extrem leistungsfähigen SP-Modell und dem robusten SA-Modell - Motion primax ist für jeden Hörverlust geeignet. Für noch mehr Komfort sind alle Modelle der Motion-Familie mit SpeechMaster ausgestattet.

Leistungsklassen

7px\* ▶ Neu: 2px  
5px\* ▶ Neu: 1px  
3px



touchControl-App



TeleCare ready

\* Nicht für Motion S

## Effektiv und zuverlässig: die Intuis 3-Familie.



Intuis 3 S

Intuis 3 M

Intuis 3 P

Intuis 3 SP

Alle HdO-Modelle der Signia Intuis 3-Familie verfügen für genauere und individuellere Anpassungen über eine bewährte Hörsystem-Technologie mit zwölf Frequenzkanälen und sind mit einem automatischen Richtmikrophonsystem ausgestattet, das für ein präzises Hörerlebnis sorgt. Die komplette Intuis 3-Familie ist zudem fernbedienbar - für eine einfache und diskrete Handhabung.

Leistungsklassen

Intuis



touchControl-App



TeleCare ready

Neu!

2px + 1px

# IdO-Hörsysteme für flexible Individualität.

Hohe Diskretion. Herausragender Tragekomfort.



Ob maßgefertigt oder ohne Abdrucknahme: Signia Im-Ohr-Hörsysteme kombinieren herausragenden Tragekomfort mit innovativer Technik. Sie können Ihren Kunden das Hören mit maßgefertigten IdOs vorab sogar mit den Silk sDemo-Hörsystemen demonstrieren. Ob Sie als Experte viel oder wenig im IdO-Bereich arbeiten, ist nicht ausschlaggebend. Denn mit dem neuen Silk steht Ihnen die ideale Lösung zur Verfügung. Das einzigartige CIC ist ohne Abdrucknahme so einfach und schnell anzupassen, dass es Ihre Kunden gleich tragen und praktisch sofort ihr neues Hörerlebnis genießen können. Ihre Expertise entscheidet.

## CIC ohne Abdrucknahme: Silk primax.



Silk primax

Silk primax ist so einfach anzupassen wie ein RIC-Hörsystem. Denn es muss nicht maßgefertigt werden und wird mit einem speziellen Click Sleeve angepasst. Auch in den neuen Leistungsklassen 2px und 1px ist Silk primax leistungsstark, sorgt für einen natürlichen Klang und passt durch seine durchdachte CIC-Form in jedes Ohr, das für Im-Ohr-Hörsysteme geeignet ist. Dank der weichen, austauschbaren Click Sleeves (aufklickbare Silikon-Aufsätze), die in drei verschiedenen Größen erhältlich sind, sitzt das Modell komfortabel und sicher im Ohr.

### Leistungsklassen

- 7px
  - 5px
  - 3px
  - ▶ Neu: 2px
  - ▶ Neu: 1px
- touchControl-App  
 myHearing  
 TeleCare ready

## Vollausgestattet und maßgefertigt: Insio primax.



Insio primax

Maßgeschneidert für anspruchsvolle Hörsystemträger: Signia Insio primax bietet ein Höchstmaß an Diskretion und Leistung. In der Leistungsklasse 7px verfügt es über ein binaurales OneMic-Richtmikrofonsystem, das eine hervorragende Richtwirkung erzielt und so das Hören deutlich erleichtert. Ausgestattet mit den Vorteilen von primax sind alle Insio primax-Modelle - von CTs über CICs bis hin zu den winzigen IICs - per App und miniPocket fernbedienbar.

### Leistungsklassen

- 7px
  - 5px
  - 3px
  - ▶ Neu: 2px
  - ▶ Neu: 1px
- touchControl-App  
 myHearing  
 TeleCare ready

## Abstützkralle und Anti-Rutsch-Profil.


Für maximalen Tragekomfort und einen sicheren Sitz.



Abstützkralle

Ab sofort können unsere Signia Im-Ohr-Hörsysteme mit einer digital gedruckten Abstützkralle ausgestattet werden, die ausgezeichneten Tragekomfort ermöglicht.

### Anti-Rutsch-Profil



Neu!

Für einen noch sichereren Sitz im Ohr gibt es bei Signia Im-Ohr-Hörsystemen nun optional ein innovatives Anti-Rutsch-Profil, das digital auf das Hörsystem aufgedruckt wird.

# TeleCare.



Ihre direkte Verbindung zum Kunden.

TeleCare sorgt für mehr Erfolg während der Anpassphase - und bietet ab sofort eine Reihe weiterer Analysemöglichkeiten. Sie können nun die wichtigsten Kennzahlen des Probetragens wie die Kundenzufriedenheit, die durchschnittliche Anpassdauer oder die Erfolgsquote auf einen Blick einsehen und sowohl mit anderen Filialen Ihres Unternehmens als auch mit dem Marktdurchschnitt vergleichen, um Ihren Geschäftserfolg stetig zu optimieren.



## Folgende Kennzahlen Ihrer Filiale können Sie ab sofort einsehen:

- Anzahl der Kunden, die sich in der Anpassphase befinden
- Durchschnittliche Kundenzufriedenheit der letzten 30 Tage
- Durchschnittliche Anpassdauer der letzten 30 Tage
- Anzahl der neuen Kunden in den letzten 30 Tagen
- Ihre Erfolgsquote in den letzten 30 Tagen

Um die Effektivität von TeleCare als begleitendes Instrument der Anpassung zu prüfen, wurden in Deutschland und den USA Feldstudien durchgeführt. Für diese Studien dokumentierten 25 Hörakustiker mit 150 Kunden Ihre Erfahrungen. Diese ersten Ergebnisse zeigen, dass TeleCare die Abbruchquote um 20 % senken konnte. Darüber hinaus konnte die Anzahl der Folgetermine im Fachgeschäft um 35 % reduziert werden, während die gesamte Testphase um ein Viertel kürzer war.

## Bewährter Erfolg.



Abbruchquote



Durchlaufzeit



Anzahl der Folgetermine



■ ohne TeleCare

■ mit TeleCare

## Der TeleCare Videochat.

Für eine noch persönlichere Beratung steht Ihnen nun die Möglichkeit zur Verfügung, einen Videochat mit Ihrem Kunden zu starten. Hat der Kunde den Videochat bestätigt, können Sie beispielsweise ganz einfach den Sitz des Hörsystems am Ohr begutachten oder Ihrem Kunden live Hilfestellung bei der Bedienung seiner Hörsysteme geben - für eine reibungslosere Anpassphase und damit mehr Erfolg beim Probetragen.


### Sie wollen sich für TeleCare registrieren?

Dann wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice unter der Nummer 09131 308 3333.






















# Werden auch Sie Teil der digitalen Servicewelt.

So viele Hörakustik-Fachgeschäfte nutzen  
TeleCare bereits erfolgreich:




# Übersicht Portfolio

	7	5	3	2	1	Intuis 3	Prompt
<b>RIC 10</b>	 Ace 7px	 Ace 5px	 Ace 3px	 Ace 2px	 Ace 1px		
<b>RIC 312</b>	 Pure 7px	 Pure 5px	 Pure 3px	 Pure 2px	 Pure 1px		
<b>RIC 13</b>	 Pure 13 BT 7px Carat 7px	 Pure 13 BT 5px Carat 5px	 Pure 13 BT 3px Carat 3px				
<b>RIC Li-Ion</b>	 Cellion 7px	 Cellion 5px	 Cellion 3px	 Cellion 2px			
<b>HdO 312</b>			 Motion S 3px	 Motion S 2px	 Motion S 1px	 Intuis 3 S	 Prompt S
<b>HdO 13</b>	 Motion SX, SA 7px	 Motion SX, SA 5px	 Motion SX, SA 3px	 Motion SA 2px	 Motion SA 1px	 Intuis 3 M	
<b>HdO 13 P</b>	 Motion P 7px	 Motion P 5px	 Motion P 3px	 Motion P 2px	 Motion P 1px	 Intuis 3 P	 Prompt P
<b>HdO 675</b>	 Motion SP 7px	 Motion SP 5px	 Motion SP 3px	 Motion SP 2px	 Motion SP 1px	 Intuis 3 SP	 Prompt SP
<b>IdO</b>	 Insio 7px	 Insio 5px	 Insio 3px	 Insio 2px	 Insio 1px		
<b>Silk</b>	 Silk CIC 7px	 Silk CIC 5px	 Silk CIC 3px	 Silk CIC 2px	 Silk CIC 1px		


# Funktionsübersicht

## Funktionen


### Hörqualität

		7px	5px	3px	2px	1px	Intuis 3	Prompt
	Frequenzkanäle/einstellbar	48/20	32/16	24/12	16/8	16/8	12/6	8/4
	SpeechMaster	★	★	★	★	★	-	-
	OneMic-Richtmikrofonsystem (nur IdO) <sup>B</sup>	★	-	-	-	-	-	-
	Richtwirkung Plus <sup>A, B</sup>	★	★	★	-	-	-	-
	Fokus Individuell <sup>A, B</sup>	★	★	-	-	-	-	-
	SpeechFocus 360 <sup>A, B</sup>	★	-	-	-	-	-	-
	SpeechFocus	★	★	-	-	-	-	-
	Direktionale Sprachanhebung	3 Stufen	★	-	-	-	-	-
	TwinPhone <sup>A, B</sup>	★	★	★	-	-	-	-
	EchoShield	★	-	-	-	-	-	-
	eWindScreen Binaural <sup>A, B</sup>	★	★ <sup>C</sup>	-	-	-	-	-
	eWindScreen	3 Stufen	3 Stufen	★	★	-	-	-
	Sprach- und Störgeräuschmanagement	7 Stufen	5 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	-	-	-
Wireless CROS/BICROS <sup>A</sup>	★	★	★	-	-	-	-	

### Klang/Komfort

	HD Musik-Programme	3	1	1	-	-	-	-
	Rückkopplungsmanagement	★	★	★	★	★	★	★
	SoundSmoothing	3 Stufen	3 Stufen	★	★	-	-	-
	Anzahl der Programme	6	6	6	4	4	4	4
	Richtung Individuell <sup>A, B</sup>	★	★	★	-	-	-	-
	TruEar	★	★	★	-	-	-	-
	Frequenzkompression	★	★	★	★	★	-	-
	Automatisches Richtmikrofon	★	★	★	★	★	★	-


### Anpassung

	Klang-Equalizer (Situationen)	6	3	-	-	-	-	-
	InSituGram	★	★	★	★	★	★	★
	Data Logging	★	★	★	★	★	★	★
	Automatische Akklimatisierung	★	★	★	★	★	-	-

### Tinnitus-Therapie

	Tinnitus-Noiser (Kanäle)	20	16	12	4	-	-	-
	Ocean Waves	★	★	★	-	-	-	-
	Tinnitus-Notch	★	★	★	-	-	-	-

### Fernbedienung/Wireless/Bluetooth

	miniPocket	★	★	★	★	★	★	★
	touchControl-App	★	★	★	★	★	★	★
	easyTek-App/easyTek	★	★	★	★	-	-	-
	myControl-App für Pure 13 BT	★	★	★	-	-	-	-
	myHearing-App	★	★	★	★	★	★	★

### Gehäuseeigenschaften

Geprüft nach IP 67 <sup>D</sup>	★	★	★	★	★	★	★
Geprüft nach IP 68 <sup>E</sup>	★	★	★	★	-	-	-

A) Nicht für Ace und Motion S

B) Binaurale Anpassung mit e2e wireless erforderlich

C) Nicht im Universalprogramm

D) Ausgenommen Silk, Insio, Intuis 3 P/SP, Prompt P/SP

E) Nur für Cellion 7, 5, 3, 2

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und können ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

#### **Hersteller**

##### **Signia Produkte**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen  
Deutschland

Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

#### **Kontakt**

Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen  
Deutschland  
Tel.: +49 9131 308-3333

50124-99C1 | Gedruckt in Deutschland | © 07.2017 Signia GmbH

[signia-pro.de](http://signia-pro.de)  
[signia-pro.at](http://signia-pro.at)