

OTICON | Real

Neugierig. Souverän. Mittendrin.

Mit realen Klängen zurück ins Leben.



oticon
life-changing technology

Reales Hören macht den Unterschied.



Lachen, Gespräche, eine jubelnde Menschenmenge

Geräusche prägen unser Leben und schaffen einzigartige Augenblicke. Die Stimmen von Menschen, die wir schätzen, das geschäftige Treiben in einem Café, der Puls der Natur oder der Rhythmus eines Liedes – all dies sind die realen Geräusche des Lebens.

Sie machen unsere Tage unvergesslich. Sie verbinden uns miteinander. Sie bewirken, dass unser Geist stets neugierig und aufmerksam ist und sich mit dem beschäftigt, was um uns herum geschieht.

Mit realen Klängen zurück ins Leben

Wenn das Gehör normal funktioniert, nimmt das Gehirn alle Informationen auf, die es braucht, um die Geräusche, die uns umgeben, zu verstehen.



Ohne die reale Klangwelt des Lebens verpassen Sie jedoch womöglich etwas. Ganz gleich, ob es sich um die kleinen Details oder das große Ganze handelt. Ihr Gehirn muss härter arbeiten, um diese Lücken zu füllen. Dies ist mitunter anstrengend und es wird schwieriger, die ganze Zeit aufmerksam zu bleiben. Mit Oticon Real™ holen Sie sich die reale Klangwelt des Lebens zurück - präzise und optimal abgestimmt.

Versorgen Sie Ihr Gehirn mit mehr Informationen

Oticon Real ist anders. Es ermöglicht Ihnen ein besseres Hören aller Klänge, Töne und Geräusche mit einer Technologie, die die natürliche Funktionsweise des Gehirns unterstützt. Denn Ihr Gehör ist wichtig, wenn es darum geht, Ihr volles Potenzial zu entfalten.



Holen Sie sich die **realen Klänge** **des Lebens** zurück

Im Mittelpunkt: Gehirngesundheit

Zusammen mit den Ohren spielt das Gehirn eine wesentliche Rolle beim Hören. Es sorgt für eine sinnvolle Zuordnung von Geräuschen, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Ein reichhaltiges, nuanciertes, umfassendes Klangerlebnis

Um Ihnen die realen Klänge des Lebens zurückzugeben, nutzt Oticon Real unsere BrainHearing™-Philosophie. Hierbei wird Ihr Gehirn unterstützt, indem ihm, anders als bei herkömmlichen Hörsystemen, alle Geräusche in Ihrer Umgebung bereitgestellt werden. Denn die Forschung zeigt, dass das Gehirn die gesamte Palette an Klängen wahrnehmen muss, um Geräusche auf natürliche Weise zu verstehen.*



Der reale Klang steckt im Detail

Mit Oticon Real erhalten Sie ein Hörsystem, das ähnlich funktioniert wie das Gehirn - weil es durch Erfahrung gelernt hat.

Dank der einzigartigen Deep Neural Network (DNN)-Technologie gibt es dem Gehirn mehr von dem, was es braucht. Diese integrierte Intelligenz hat gelernt, alle Arten von Geräuschen und deren Details zu erkennen und wie sie idealerweise klingen sollten. Auf diese Weise kann sich das Hörsystem rasch an Veränderungen anpassen - damit Sie immer souverän sind, egal, was das Leben für Sie bereithält.



Oticon
BrainHearing™
Technology

* O'Sullivan, J. et al. (2019); Hausfeld, L. et al. (2018); Puvvada, K. C. & Simon, J. Z. (2017)

**Bleiben Sie aufmerksam
jederzeit**



Hören Sie den realen Unterschied

Ganz gleich, ob Sie Ihr erstes Hörsystem bekommen oder erneut versorgt werden, Oticon Real bietet Ihnen reale Vorteile, mit denen Sie Ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Nehmen Sie an Gesprächen teil

Dank der besseren Sprachverständlichkeit und der außergewöhnlichen Klarheit der Sprache können Sie Gesprächen mit mehr Aufmerksamkeit, Konzentration und Genauigkeit folgen. Oticon Real erhöht die Sprachverständlichkeit sogar nachweislich bei Wind.*

Bleiben Sie aufmerksam mit weniger Anstrengung

Praxistests zeigen, dass sich die Anstrengung beim Hören mit Oticon Real deutlich verringert – und das auch in lauter Umgebung.** Auf diese Weise können Sie Ihre mentale Energie für bessere Dinge nutzen.

Sie haben bereits ein Hörsystem?

Oticon Real bietet Ihnen eine völlig neue Klangqualität. Darüber hinaus ist es auf Komfort ausgelegt, mit bahnbrechenden Innovationen, die leise und laute plötzliche Geräusche sofort und präzise ausgleichen – ebenso wie Geräusche, die durch Wind oder Berührung entstehen, beispielsweise wenn das Haar oder die Brille das Hörsystem berührt.

* Gade et al. (2023). Wind & Handling Stabilizer – Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper

** Santurette et al. (2023). SuddenSound Stabilizer – Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper

Verbinden Sie sich mit der digitalen Welt



Freihändig Kommunizieren mit einem iPhone und iPad

Einfache, freihändige Telefon- und Videoanrufe mit Ihren Hörsystemen als drahtloses Headset.*



Direktes Streamen von iPhone und Android™

Genießen Sie Streaming in hoher Qualität direkt von iPhone, iPad, iPod touch und ausgewählten Android-Geräten.**




Audiostreaming von Ihrem TV-Gerät aus

Mit dem Oticon TV Adapter können Sie den Ton direkt von Ihrem Fernseher streamen.



Anschließen eines externen Mikrofons

Mit dem ConnectClip können Sie die Stimme einer anderen Person drahtlos auf Ihre Hörsysteme übertragen.



Made for

 iPhone | iPad

Works with

android 



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind Marken von Apple Inc. und in den USA sowie anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.



Oticon Companion - Steuerung auf Knopfdruck

Die Oticon Companion App ist die neue Komplettlösung, mit der Sie Ihre Hörsysteme ganz einfach steuern, personalisieren und wiederfinden können, falls Sie sie einmal verlieren. Des Weiteren können Sie Ihre angeschlossenen Geräte verwalten und sogar eine Fernanpassung Ihrer Hörsysteme online durch Ihren Hörakustiker erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter **oticon.de/connectivity**

* Freihändig Kommunizieren ist verfügbar ab iPhone 11 mit iOS 15.2 oder höher und iPad mit iPadOS 15.2 oder höher

** Android-Geräte müssen ASHA (Audio Streaming for Hearing Aid) unterstützen, um direktes Streaming zu Oticon Real zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter oticon.de/compatibility.

Leistung und Design



Nutzen Sie die Freiheit des SmartChargers

- Mit diesem preisgekrönten Gerät können Sie Ihre Hörsysteme unterwegs mit einer integrierten Powerbank aufladen.
- In dem schlanken Etui sind Ihre Hörsysteme trocken und sicher aufbewahrt, wenn Sie sie nicht tragen.
- Ihre Hörsysteme werden in drei Stunden* vollständig aufgeladen, sodass Sie sie den ganzen Tag nutzen können.**
- Eine 30-minütige Schnellladung stellt Energie für sechs Stunden zur Verfügung.***

Täglicher Komfort mit dem Tischladegerät

Wir bieten außerdem ein elegantes Tischladegerät an, das praktisch, einfach zu bedienen und stabil ist. Einfach die Hörsysteme über Nacht in das Ladegerät einsetzen und am nächsten Morgen vollständig geladen hören.**

Diskretes, elegantes Design

Oticon Real bietet Ihnen jetzt mehr Auswahl und eine bemerkenswerte Klangqualität. In neun Farben mit wiederaufladbarem Akku und Einwegbatterien erhältlich, sodass Sie stets das Modell wählen können, das zu Ihnen passt.



Silberweiß



Platin



Titan



Perl-Schwarz



Nussbraun



Sienna-Braun



Quarzsand



Olivgrün

Nur für miniRITE R erhältlich



Hear Pink

* Bzw. dreieinhalb Stunden beim miniBTE R

** Die Leistung des Lithium-Ionen-Akkus variiert je nach Hörverlust, Lebensstil und Streaming-Verhalten

*** Energie für fünf Stunden beim miniBTE R

Wenden Sie sich an Ihre Hörakustikerin oder Ihren Hörakustiker vor Ort:



www.oticon.de/real

oticon
life-changing technology